

THERA
TRAINER



Bleiben Sie aktiv

Für mehr Lebensqualität und Selbstständigkeit

Körperliches Wohlbefinden – wer wünscht sich das nicht?

Für alle Tätigkeiten des täglichen Lebens müssen wir uns bewegen. Kann das Bedürfnis nach Bewegung nicht erfüllt werden, schränkt das unsere Lebensqualität und Selbstständigkeit stark ein.



Studien belegen, dass THERA-Training die körperliche Leistung z. B. nach einem Schlaganfall oder Querschnitt effektiv verbessern kann. Bei neurologischen Krankheitsbildern wie Multiple Sklerose, Parkinson usw. kann der Krankheitsverlauf verlangsamt werden. Egal, welche individuellen Voraussetzungen Sie haben, wir haben den passenden Trainer für Sie und bringen mehr Schwung in Ihr Leben.

Halten Sie Ihren Körper und Geist fit – ganz einfach auch zu Hause.

Der THERA-Trainer tigo ermöglicht das Training der Beine und des Oberkörpers – mit und ohne Motorunterstützung. Vor allem Betroffene mit Lähmungserscheinungen, Kontrakturen, Spasmen o.ä. profitieren von dem vielfältigen Zubehör und den individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Mit regelmäßiger Bewegung

- ✓ fördern Sie Ihre Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer
- ✓ verbessern Sie Ihre Muskelkraft und Körperhaltung
- ✓ regen Sie Ihren Kreislauf und Stoffwechsel an
- ✓ beeinflussen Sie Ihr Wohlbefinden und Denkvermögen positiv

Trainieren Sie mit dem THERA-Trainer tigo

- ✓ vom Rollstuhl, Stuhl oder Sessel
- ✓ mit eigener Muskelkraft oder Motorunterstützung
- ✓ so oft und so lange es Ihnen gut tut
- ✓ zu Hause – bei jedem Wetter

Ihre Vorteile

- ✓ Sichern Sie Beine oder Arme mit wenigen Handgriffen
- ✓ Starten Sie das Training mit einem einzigen Tastendruck
- ✓ Beenden Sie das Training mit der eigenen Stimme
- ✓ Trainieren Sie spielend leicht, dank motivierender Trainingsprogramme
- ✓ Behalten Sie alle Trainingseinstellungen unter Kontrolle, dank neigungsverstellbarer und blickwinkelunabhängiger Bedien- und Anzeigeeinheit
- ✓ Geprüftes Medizinprodukt made in Germany

»Nach langer Krankheit war ich völlig steif (...). Mein Therapeut fragte mich, ob ich an einem THERA-Trainer interessiert sei. Er konnte mir ein solches Gerät für einige Zeit zur Verfügung stellen. Ich stimmte zu, er brachte mir ein Gerät für Arme und Beine nach Hause. Durch das tägliche Training (...) wurde ich wieder mobiler und konnte bald wieder alleine den Anforderungen des täglichen Lebens gerecht werden.«

Hans S.
Hirnblutung

Auf jeden Körper und jedes Bedürfnis individuell einstellbar

Optimale Sicherung geschwächter oder gelähmter Arme – passendes Zubehör für jedes Bedürfnis



Einfachste Sicherung der Füße und Beine – ohne Druckstellen



THERA-Trainer tigo 530

Trainingsziele

- Bewegung
- Ausdauer
- Muskelkraft
- Kreislauf
- geistige Leistung
- Wohlbefinden

Detaillierte Informationen zum THERA-Trainer tigo

Fußschalen	<ul style="list-style-type: none">- zur Fußsicherung mit Klettverschluss- ohne Werkzeug mit Steckverschluss wechselbar
Fußsicherung	<ul style="list-style-type: none">- zur druckstellenfreien Sicherung der Füße- einfachste Bedienung (patentgeschützt)
Beinsicherung	<ul style="list-style-type: none">- zur druckstellenfreien Sicherung der Beine- in der Höhe einstellbar
Kipp- und Abstands-sicherung	<ul style="list-style-type: none">- schützt den Stuhl/Rollstuhl vor dem Kippen
Therapiegriffe	<ul style="list-style-type: none">- drei Griffpositionen möglich- ohne Werkzeug mit Steckverschluss wechselbar
Abmessungen	L x B x H = 75-90 cm x 64 cm x 110-125 cm
Gewicht	30 - 43 kg
Zulässige Körpergröße	120 cm - 200 cm
Zulässiges Körpergewicht	<ul style="list-style-type: none">- 120 kg bei Verwendung von Fußschalen mit stufenloser Radiuseinstellung- 180 kg bei Verwendung von Fußschalen mit 2-stufiger Radiusverstellung

Testen Sie kostenlos

Wenn Sie einen THERA-Trainer tigo nicht bereits in einer klinischen Einrichtung testen konnten, erhalten Sie von uns die Möglichkeit, dies zu Hause zu tun – natürlich kostenlos und unverbindlich.

Der Weg zu Ihrem THERA-Trainer tigo

Bei entsprechender Diagnose übernimmt Ihre Krankenkasse oder Versicherung die Kosten für einen THERA-Trainer tigo. Unabhängig davon bieten wir Ihnen günstige Kaufangebote an, gerne auch für gebrauchte THERA-Trainer.

Interessiert? Dann melden Sie sich unter:

Tel. +49 7355-93 14-0
info@thera-trainer.com
www.thera-trainer.com

medica Medizintechnik GmbH
Blumenweg 8
88454 Hochdorf

