



THERA[®]
TRAINER

Aktivität und Mobilität gezielt fördern

Funktionelle Erholung durch intensives
repetitives Bewegungstraining

Was bringt das Bewegungs- training?

Bewegungstraining ist die zentrale Maßnahme zur Mobilisation und Aktivierung von Patienten im Rahmen der Rehabilitation. Es verbessert die Lebensqualität Ihrer Patienten.



»Viele Patienten haben aufgrund mangelnder Gehfähigkeit nicht die Möglichkeit einer ausreichenden Aktivierung. Gehfähige Patienten bleiben oft aufgrund reduzierter Gehgeschwindigkeit und verminderter Kraft und Ausdauer anhaltend in ihrer Alltagsaktivität beeinträchtigt. Die Patienten werden auf Dauer den hohen Energieanforderungen des Alltags nicht gerecht. Der Zweck eines regelmäßigen Bewegungstrainings ist vor diesem Hintergrund unmissverständlich. Mit dem THERA-Trainer tigo können Trainingsreize nicht nur genügend hoch, sondern auch genügend häufig angesetzt werden!«

Hans Lamprecht, Physiotherapeut

Fachreferent für Neurorehabilitation



Wirksam Sicher Intuitiv

Regelmäßiges Training von Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit schafft die Grundlage für funktionelle Erholung und die Verbesserung motorischer Fähigkeiten. Dabei ermöglicht der THERA-Trainer tigo ein effektives Training in allen Phasen der Rehabilitation und unterstützt Therapeuten und Patienten beim Erreichen ihrer Therapieziele.

✓ Aktives Training

Training der Muskelkraft und Ausdauer durch ein progressives Training mit variablen Bremswiderständen.

✓ Assistives Training

Aktivierung von Restmuskeln durch Motorunterstützung. Sensoren erkennen die Aktivität des Patienten.


✓ Passives Training

Passive Mobilisation von Muskulatur und Gelenken zur Verbesserung der Beweglichkeit. Sanft, schonend und sicher.


✓ Symmetrietraining

Gezielte Aktivierung der stärker betroffenen Körperseite, unterstützt durch ein visuelles Feedback.


Motivierende Software




Gebirgsausflug



Unterwasserwelt



Landschaftsfahrt



THERA-soft®
connectable +

Einzel- und Gruppentherapie* mit visuellem Feedback

Spielend die nötigen Reize für neuroplastische Veränderungen setzen: Der THERA-Trainer tigo ist der High-End-Bewegungstrainer, der Patienten motiviert, ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern.

*Bedien- und Anzeigeeinheit 7" und 10,4" ermöglichen Gruppentherapie

geschwächte oder gelähmte
Arme optimal sichern



Bildschirm in
verschiedenen Größen
inkl. Symmetrieanzeige
erhältlich (optional visuelle
Feedbacks)




Kipp- und
Abstandssicherung



Füße und Beine einfach
sichern – ohne Druckstellen



Wir bieten Produkte und Lösungen für alle Phasen der Rehabilitation und übertragen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in den therapeutischen Alltag.



Jetzt unverbindlich Informationen anfordern!

Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany