

Dynamisches Stehtraining
bei maximaler Bewegungsfreiheit

coro 576



THERA-soft®
connectable+ 

● = Ausstattungsvariante ○ = Zubehör

THERA-Trainer coro 576	
Art.-Nr.	A005-218

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Ausstattung
Basis-Einheit coro	A002-307	●
Balance-Einheit lang mit niedriger Federkraft	A002-312	●
Knieanlage	A002-316	●
Beckensicherungsband	A002-349	●
Obere Rohreinheit	A002-309	●
Trittflächenverlängerung Anschlussfläche	A004-915	○
Trittflächenverlängerung Mittelfläche	A004-916	○
Trittflächenverlängerung Rampenfläche	A004-917	○
Trittflächenverlängerungs-Set inkl. Rampe, magnetisch	A004-273	○
Sturzsicherungsgurt mit Sitzbrett	A004-278	○
Tischeinheit	A005-041	○
Polster-Set für obere Rohreinheit	A004-808	○
Armauflagekissen	A002-428	○
THERA-soft	A006-630	○
Media Station inkl. PC	A008-119	○
Feedbacksensor Typ A	A003-881	○
Funk-Empfänger für PC	A004-020	○
Feedbacksensor Befestigungsset	A003-978	○

Dynamisches Stehtraining
bei maximaler Bewegungsfreiheit

coro 576

Produktspezifikation	
Produktbeschreibung	Der THERA-Trainer coro ermöglicht das Training der Steh- und Balancefähigkeit (Haltungskontrolle) in einer sicheren Umgebung und kräftigt dadurch die Muskeln.
Besondere Produktmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Trainingsgeräte in einem: Ermöglicht ein aufgabenorientiertes, dynamisches und sicheres Training der posturalen Kontrolle (dynamisches Training) sowie eine schnelle und einfache Vertikalisierung (starres Stehtraining). - Posturale Kontrolle in fallsicherer Umgebung trainieren: Die posturale Kontrolle bildet die Grundlage aller Aktivitäten des täglichen Lebens. Durch repetitives Training an der Leistungsgrenze kann dieses zentrale Anliegen (der Rehabilitation) effektiv trainiert werden. Kein Sturzrisiko durch Sicherung des Körpers im Stand. - Schnelle und einfache Hygiene: Durch glatte Oberflächen ist eine gründliche Wischdesinfektion möglich. - Individuell anpassbar: Werkzeuglos einfach und schnell an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers einstellbar. - Zukunftsorientiert behandeln: Der THERA-Trainer coro kann jederzeit in eine THERA-Trainer Gesamtlösung integriert werden.
Einsatzort	Geschlossene Räume, z. B. Kliniken, Therapiepraxen
Technische Spezifikation	<ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen (L/B/H): 122 / 93 / 92 - 130 cm ggf. zuzüglich Media Station inkl. PC mit Stativ: 55 / 75 / 192 cm und Display: 109,9 / 63,3 / 5,5 cm - Gewicht: ca. 77 kg/ggf. zuzüglich Media Station ca. 47 kg - Umgebungsbedingungen im Einsatz: Temperatur: 5 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % Rh Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa - Geräuschemission: LpA < 45 dB (A) - Betriebslebensdauer: 10 Jahre
Kompatibilität	THERA-soft
Patientenanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Patientengewicht: max. 140 kg - Patientengröße: 135 - 200 cm
Lieferung und Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> - Verpackung(L/B/H): 140 / 100 / 115 cm ggf. zuzüglich Media Station inkl. PC: 80 / 80 / 115 cm - Lieferung: Palette per Spedition - Transport- und Lagerbedingungen: Temperatur: -25 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 % Rh Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa - Inbetriebnahme: durch autorisierte Fachkraft
Service/Wartung	<ul style="list-style-type: none"> - Service: nur durch autorisierten Servicetechniker - Wartung: Balance-Einheit und Beckensicherungsband: Nach 5 Jahren ersetzen - Technische Überprüfung: alle 24 Monate sicherheitstechnische Überprüfung (Herstellerempfehlung)
Registrierung	<ul style="list-style-type: none"> - Medizinprodukteklasse: I - CE-Kennzeichnung: CE