

Dynamisches Stehtraining
bei maximaler Bewegungsfreiheit

coro 576



THERA-soft®
connectable+ 

THERA-Trainer coro 576

Art.-Nr. A005-218

● = Inklusive ○ = Optional

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | Ausstattung |
|---|----------|-------------|
| Basis-Einheit coro | A002-307 | ● |
| Balance-Einheit coro | A002-312 | ● |
| Kniesicherung einfach | A002-316 | ● |
| Beckensicherungsband | A002-349 | ● |
| Obere Rohreinheit | A002-309 | ● |
| Trittflächenverlängerungs-Set, magnetisch | A004-273 | ○ |
| Pateinhaltegurt mit Sitzbrett | A004-278 | ○ |
| Tischeinheit coro | A005-041 | ○ |
| Polster-Set für obere Rohreinheit | A004-808 | ○ |
| Armauflagekissen | A002-428 | ○ |
| THERA-soft | A006-630 | ○ |
| Media Station inkl. PC | A008-119 | ○ |
| Feedbacksensor | A003-881 | ○ |
| Feedbacksensor Befestigungsset coro | A003-978 | ○ |
| Funk-Empfänger für PC bemo/tigo 2,7"/mobi/balo/coro | A004-020 | ○ |

Dynamisches Stehtraining
bei maximaler Bewegungsfreiheit

coro 576

| Produktspezifikation | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Der THERA-Trainer coro ermöglicht das Training der Steh- und Balancefähigkeit (Haltungskontrolle) in einer sicheren Umgebung und kräftigt dadurch die Muskeln. |
| Einsatzort | Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen in Einrichtungen, z. B. Kliniken, Pflegeheimen, Therapiepraxen |
| Technische Spezifikation | <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen (LxBxH): 122 x 93 x 92 - 130 cm ggf. zuzüglich Media Station inkl. PC mit Stativ: 55 x 75 x 192 cm und Display: 109,9 x 63,3 x 5,5 cm - Gewicht: ca. 77 kg/ggf. zuzüglich Media Station ca. 47 kg - Umgebungsbedingungen im Einsatz: Temperatur: 5 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % Rh Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa - Geräuschemission: LpA < 45 dB (A) - Betriebslebensdauer: 10 Jahre |
| Kompatibilität | THERA-soft |
| Patientenanforderungen | <ul style="list-style-type: none"> - Patientengewicht: max. 140 kg - Patientengröße: 135 - 200 cm |
| Lieferung und Inbetriebnahme | <ul style="list-style-type: none"> - Verpackung(LxBxH): 140 x 100 x 115 cm ggf. zuzüglich Media Station inkl. PC: 80 x 80 x 115 cm - Lieferung: Palette per Spedition - Transport- und Lagerbedingungen: Temperatur: -25 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 93 % Rh Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa - Inbetriebnahme: Durch autorisierte Fachkraft |
| Service und Wartung | <ul style="list-style-type: none"> - Service: Nur durch autorisierten Servicetechniker - Wartung: Balance-Einheit und Beckensicherungsband: Nach 5 Jahren ersetzen - Technische Überprüfung: Alle 24 Monate sicherheitstechnische Überprüfung (Herstellerempfehlung) |
| Registrierung | <ul style="list-style-type: none"> - Medizinprodukteklasse: I - CE-Kennzeichnung: CE |