


senso 642



THERA-Trainer senso 642

Art.-Nr.	A008-961
----------	----------

● = Inklusive ○ = Optional

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Ausstattung
THERA-Trainer senso 642 inkl. - Trainingsplattform mit Handläufen - Konsole mit PC und RFID Reader - Software senso "Play" (Jahreslizenz) - HDMI-Verbindungskabel - Funktastatur mit Maus - 5 RFID Armbänder	A008-961	●
Media Station	A008-962	○
Software senso "Play" (Jahreslizenz)	A008-964	○
RFID Armband senso	A008-982	○

senso 642

Produktspezifikation	
Produktbeschreibung	Der THERA-Trainer senso ist ein interaktives Trainings- und Testsystem zur Verbesserung der kognitiv-motorischen Funktionen. Das kognitiv-motorische Training setzt neue Reize, indem Denkaufgaben mit Bewegungen interaktiv gekoppelt werden. Senso verbessert nachweislich das Leistungsvermögen älterer und kranker Menschen (z.B. Reaktions- und Schrittgeschwindigkeit, Gleichgewicht, Stabilität, Konzentration, Aufmerksamkeit, Koordination)
Einsatzort	Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen in Einrichtungen, z. B. Kliniken, Pflegeheimen, Therapiepraxen oder beim Patienten vor Ort
Technische Spezifikation	<ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen (LxBxH): 113 x 113 x 102,5 cm - Gewicht: ca. 80 kg - Softwareinformationen: browserbasiert, WLAN Verbindung notwendig - Netzanschluss: 230 V~, 50/60 Hz - Schutzklasse: I - Schutzart: IP21 - Umgebungsbedingungen im Einsatz: <ul style="list-style-type: none"> Temperatur: 0 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 60 % Rh - Geräuschemission: LpA < 60 dB (A) - Betriebslebensdauer: 10 Jahre
Kompatibilität	Software senso "Play"
Patientenanforderungen	- Patientengewicht: max. 180 kg
Lieferung und Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> - Verpackung (LxBxH): 120 x 80 x 140 cm - Lieferung: Je nach Ausstattung mehrere Packstücke - Transport- und Lagerbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> Temperatur: -10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 60 % Rh - Aufbau und Inbetriebnahme: Nur durch autorisierten Medizinprodukteberater
Service und Wartung	<ul style="list-style-type: none"> - Service: Nur durch autorisierten Servicetechniker - Wartung: Wartungsfrei - Technische Überprüfung: Alle 12 Monate sicherheitstechnische Überprüfung (Herstellerempfehlung)
Registrierung	<ul style="list-style-type: none"> - Medizinprodukteklasse: I - CE-Kennzeichnung: CE