



CYCLING

THERA-Trainer bemo

Das robotikgestützte Bettfahrrad für die Frühmobilisierung
in der Intensiv- und Akutpflege oder Dialyse.

Jeder Tag zählt — ein preisgekröntes System für sichere und einfache Frühmobilisation.

Die neueste Forschung empfiehlt eine frühzeitige Mobilisation vom ersten Tag an. Aufgrund von Zeit- und Personalmangel ist eine Therapie oft aber nicht möglich, zu spät oder nicht ausreichend. Der bemo sorgt dafür, dass Patienten noch im Bett effizient in Bewegung gebracht werden. Das Training kann aktiv mit Muskelkraft, assistiert oder passiv mit motorischer Unterstützung erfolgen.

Das In-Bett-Cycling mit dem bemo verbessert die Kraft, die kardiovaskuläre Fitness und den Blutkreislauf — mit dem Ziel, die Genesung zu fördern und die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus zu verkürzen.



Entdecken Sie den THERA-Trainer bemo

Sehen Sie sich die neuesten Produktvideos auf unserer Website an:
www.thera-trainer.com/de/products/bemo




“Frühmobilisation ist in der Intensivpflege und Rehabilitation entscheidend. Das Bettfahrrad unterstützt die neuromuskuläre Erholung, reduziert Muskelabbau und verbessert Kreislauf sowie Mobilität — unter anderem mit größeren Gehstrecken und höheren Chancen, wieder selbstständig zu werden.”

Tobias Giebler
staatl. Anerkannter Physiotherapeut, Universitätsklinik Tübingen



Mit THERA-soft
motivierende Videorouten,
zielgerichtete Gamification
und Dokumentation



Hightech-Sicherheit mit
audiovisueller Signalisierung
zur Patientenüberwachung

Sanfter Übergang
von passiver
Unterstützung für die
schwächsten
Patienten bis zu
aktivem Training —
leistungsstark genug
für Patienten
bis 180 kg



Elektrische
Höhenverstellung mit
optischer
Positionierungshilfe

Patentiertes, intelligentes Design mit verdeckten
Kurbeln für Sicherheit und einfache Desinfektion

Mühelose Mobilität dank
stabilem, breitem Fahrgestell



Schnelles und einfaches Setup

In weniger als 2 Minuten mit
elektrischer Höhenverstellung und
Zubehörwechsel mit nur einem Klick.



Intuitive Bedienung

Wichtige Trainingsparameter wie
Geschwindigkeit, Widerstand und
Dauer jederzeit individuell anpassbar.



Konzept für die mobile Nutzung

Fährt von Bett zu Bett, mit direktem
Zugang über das Fußende
(kein Patiententransfer erforderlich).

Individuelle Lösungen


THERA-Trainer Gesamtlösungen sind die konsequente Umsetzung von evidenzbasierten, klinisch bewährten Rehabilitationspfaden unter Einsatz fortschrittlicher robotikgestützter Technologie.

Wir helfen Ihnen, die perfekte Kombination unserer THERA-Trainer-Produkte für Ihre Anforderungen zu finden. Unabhängig davon, ob Sie in der Akutversorgung, stationären oder ambulanten Rehabilitation oder in einem anderen Bereich tätig sind.

- ✓ Mehr Therapiezeit pro Patient ohne zusätzliches Personal
- ✓ Erhöhte Therapiedichte als Grundlage für bessere Ergebnisse
- ✓ Verbesserte Kosteneffizienz durch optimierte Ressourcenzuweisung

Kontakt

Tel +49 7355-93 14-0
info@thera-trainer.com
www.thera-trainer.com



100.000+
Installierte Geräte

35+
Jahre Erfahrung

70+
Partner weltweit

Safe, easy, effective and affordable.

THERA
TRAINER

THERA-Trainer by medica Medizintechnik GmbH
Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf
Deutschland

Ihr Partner vor Ort