

THERA
TRAINER



GAIT

THERA-Trainer Iyra

Der robotikgestützte Endeffektor-Gangtrainer für hoch repetitives Training - schnelles Setup, einfache Anwendung.

L I F E I N M O T I O N

Walk this way - Gangtraining neu definiert.

Wer laufen lernen will — muss laufen. Hier stößt die traditionelle Gangtherapie an ihre Grenzen: Die Methoden sind körperlich anstrengend, zeitaufwendig und ineffizient. Die Vorteile des robotischen Gangtrainings liegen auf der Hand.


Nur eine natürliche Gehbewegung stimuliert das Muskelgedächtnis der Patienten. Dieses physiologische Gangmuster wird vom THERA-Trainer lyra mithilfe patentierter Technologie nachgebildet und kann innerhalb von Sekunden individuell an jeden Patienten angepasst werden.

Nach neuesten Erkenntnissen kann das Training mit dem Endeffektor-Gangtrainer eine von acht Gehbehinderungen vermeiden.



Entdecken Sie den THERA-Trainer lyra

Sehen Sie sich die neuesten Produktvideos auf unserer Website an: www.thera-trainer.com/de/produkte/lyra



Neues, komfortables Patientenhaltegurt-system mit mehreren Verbindungspunkten und innovativem Alterungsindikator

„Der Fokus liegt heute auf einer sehr aktiven, alltagsnahen Therapie. Zahlreiche Studien belegen einen klaren Dosis-Wirkungs-Zusammenhang. Das bedeutet, dass Übungen nicht nur gezielt, sondern auch möglichst intensiv durchgeführt werden sollten. Dies gilt insbesondere für die Rehabilitation mit dem Ziel, die Gehfähigkeit der Patienten wiederherzustellen.“

Sabine Lamprecht
Physiotherapeutin, M.Sc. Neurorehabilitation



Neue Patientenmanagement Software, die Therapiefortschritte digital erfasst, motiviert und den Verwaltungsaufwand reduziert



Rundum zugänglich — für flexible Arbeit mit dem Patient und maximale Bewegungsfreiheit

Motorbetriebene Fußschalen reproduzieren ein patentiertes, physiologisches Gangmuster und ermöglichen so eine sehr hohe Bewegungsqualität mit natürlichem Bewegungsgefühl



Dynamische Körpergewichts-entlastung — geeignet für viele Patienten bis maximal 150 kg

Interaktives Biofeedback passt die Gehgeschwindigkeit automatisch an das Aktivitätsniveau des Patienten an

Mit Sensoren, Lichtschranken und Not-Aus für maximale Sicherheit von Patient und Therapeut

Der einzigartige ebenerdige Zugang ermöglicht einen schnellen, einfachen und barrierefreien Einstieg — für einen direkten Transfer vom Rollstuhl in den Stand



Extrem einfach zu bedienen
Nur 1 Therapeut erforderlich — selbst bei schwer betroffenen Patienten. Anwenderschulung in unter 1 Stunde.



Schnelles Setup
Einrichtung in weniger als 3 Minuten dank des ebenerdigen Zugangs, zur Maximierung der Therapiezeit.



Wiederholung zählt
Bis zu 100 Schritte/Minute durch flexible Anpassung von Schrittlänge und Ganggeschwindigkeit.

Individuelle Lösungen


THERA-Trainer Gesamtlösungen sind die konsequente Umsetzung von evidenzbasierten, klinisch bewährten Rehabilitationspfaden unter Einsatz fortschrittlicher robotikgestützter Technologie.

Wir helfen Ihnen, die perfekte Kombination unserer THERA-Trainer-Produkte für Ihre Anforderungen zu finden. Unabhängig davon, ob Sie in der Akutversorgung, stationären oder ambulanten Rehabilitation oder in einem anderen Bereich tätig sind.

- ✓ Mehr Therapiezeit pro Patient ohne zusätzliches Personal
- ✓ Erhöhte Therapiedichte als Grundlage für bessere Ergebnisse
- ✓ Verbesserte Kosteneffizienz durch optimierte Ressourcenzuweisung

Kontakt

Tel +49 7355-93 14-0
info@thera-trainer.com
www.thera-trainer.com



100.000+
Installierte Geräte

35+
Jahre Erfahrung

70+
Partner weltweit

10+
Jahre garantierte
Ersatzteilversorgung

100%
Familien geführt

Safe, easy, effective and affordable.

THERA
TRAINER

THERA-Trainer by medica Medizintechnik GmbH
Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf
Deutschland

Ihr Partner vor Ort